

PROMOCJA

GWARANCJA PIĘKNEJ SKÓRY

Największym zaufaniem wśród metod walki z przebarwieniami i zmianami na skórze cieszy się laseroterapia. Dzięki laserowi Excel V firmy Cutera zabieg staje się czystą formalnością

Excel V to system laserowy, który pozwala na leczenie zmian naczyniowych i pigmentacyjnych skóry. Może być stosowany m.in. w przypadku: trądziku różowatego, pajączków, zmian naczyniowych na nogach, naczyniaków, znamion, rozproszonych zmian naczyniowych czy barwnikowych, takich jak plamy posłoneczne. System umożliwia również leczenie zmian skórnych i blizn będących konsekwencją urazów lub wykonanych zabiegów chirurgicznych. Jak działa Excel V? Zielona wiązka laserowa o wysokiej mocy jest absorbowana przez naczynia krwionośne, zamykając je i przywracając naturalny odcień skórze. Lekarz może dostosować parametry zabiegowe do potrzeb pacjenta, co umożliwi skuteczne leczenie wszystkich rodzajów schorzeń, od powierzchniowych uszkodzeń naczyniowych po głębokie blizny. System wykorzystuje innowacyjną technologię chłodzenia.



NOWOŚĆ!
– Laser Excel V
firmy Cutera

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR



BOGDANI
Dermatologia

Bogdani Sp. z o.o. ul. Górnosłaska 6, 42-400 Zawiercie
www.bogdanidermatologia.pl



Dr n. med. Piotr Zawodny
ESTETIC – Medycyna Estetyczna i Kosmetologia
ul. Kopernika 6, 70-241 Szczecin
www.estetic.pl
Tel. 91 434 42 64;
504 948 320; 504 948 315

ESTETIC
dr n. med. Piotr Zawodny
medycyna estetyczna i kosmetologia

ZDANIEM EKSPERTA: Zmienne warunki atmosferyczne, tryb życia, nieodpowiednia pielęgnacja to czynniki wpływające na słabą kondycję naczyń krwionośnych. Problemami cywilizacji XXI wieku są teleangiektazje, rozszerzone naczynia krwionośne czy naczyniaki. Spośród metod walki z nimi największym zaufaniem cieszy się laseroterapia. Na rynku światowym wyróżnia się laser Excel V firmy Cutera. Leczy on zmiany naczyniowe i blizny poprzez selektywne działanie podwójnej długości fali wiązki laserowej pochłanianej przez hemoglobinę. Absorbowane światło powoduje selektywną fototermodilizację ścian naczyń krwionośnych, doprowadzając do ich uszkodzenia, czyli zamknięcia, bez naruszenia otaczających tkanek. Do zabiegu kwalifikują się pacjenci z teleangiektazjami, rozproszonym zaczerwienieniem, zmianami pigmentacyjnymi, naczyniakami płaskimi, z problemami z krążeniem kończyn dolnych, a także bliznami. Dwie długości fali 1064 nm oraz 532 nm, w odpowiednio zastosowanej dawce to klucz do sukcesu w walce z naczyniami o różnej barwie, głębokości i wielkości. Zastosowanie kontaktowego chłodzenia przez szkło szafirowe Coolview™ to innowacyjna technika poprawiająca komfort pacjenta w trakcie zabiegu oraz gwarantująca szybsze gojenie. Nadmiar ciepła, powstający w trakcie emisji wysokoenergetycznej wiązki światła, jest odbierany przez schładzane szkło szafirowe. Wiąże się to z mniejszym odczuciem bólu w trakcie zabiegu i szybszym procesem gojenia – nadmiar ciepła jest odbierany z tkanek, które nie ulegają przegrzaniu. Minimalizuje to ryzyko powikłań pozabiegowych.

Gabinety, w których można wykonać zabieg:

Bydgoszcz: Esteticmed.pl, ul. Cicha 17, www.esteticmed.pl; **Częstochowa:** Esteticmed.pl, plac Wysokiego 39/7, www.esteticmed.pl; **Bytom:** NZOZ Angiomed, ul. Katowicka 63; **Częstochowa:** Derma Clinic, ul. Orkana 82c, www.derma-clinic.pl; **Szczecin:** ESTETIC Medycyna Estetyczna i Kosmetologia, ul. Kopernika 6, www.estetic.pl; **Gdańsk:** Cosmea, ul. Spichrzowa 23/2, www.cosmea.pl; **Gdańsk:** Klinika Dobosz, ul. Partyzantów 13/102, www.klinikadobosz.pl; **Podkowa Leśna:** Bio Studio, ul. Słowicza 3, www.biostudiocom.pl; **Warszawa:** Klinika Ambroziak, ul. Sikorskiego 13, www.klinikaambroziak.pl; **Wrocław:** Derma Puls, ul. Barwcka 1/3, www.derma-puls.com.pl; **Knurow:** NZOZ Centrum Zdrowia Sanvita, ul. Kazimierza Wielkiego 13, www.sanvita.pl; **Plewiska:** Biogenica Klinika Piękna, ul. Grunwaldzka 519 C/2, www.biogenica.pl